



D-KAT

Цифровий аппланаційний тонометр Keeler

D-KAT

Цифровий аппланаційний тонометр Keeler (D-KAT) призначений для вимірювання внутрішньоочного тиску з метою допомогти в скринінгу та діагностиці глаукоми.

Цей пристрій призначений для використання тільки кваліфікованими та уповноваженими медичними працівниками.



Основні характеристики

- Створений в Британії
- Світлодіодний дисплей для зручності використання в затемнених умовах
- Легкий і портативний
- Відображення показань до 1 десяткової точки
- Низьке використання батареї
- Менше рухомих частин, що означає підвищену надійність і менше технічне обслуговування.

Цифровий аппланаційний тонометр Keeler

Специфікація

Установка пристрою D-KAT

KEELER DIGITAL Тип T:
Для системи освітлення H-style

Встановлюється на направляючу платформу на оптичній осі для мікроскопа і важеля освітлювального пристрою

KEELER DIGITAL Тип R:
Для декількох Z-Style і H-Style систем освітлення

Встановлюється на стійці тонометра на мікроскопі.

Вимірювання

ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАНЬ 5 - 65 mmHg

СТАНДАРТНА ДИВЕРГЕНЦІЯ 0.49 mN або 1,5% від значення вимірювання, в залежності від того, що більше.

Експлуатація


РОБОЧІЙ ДІАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР від 10°C до 35°C

ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ ≤ 0.49 mN

Чиста вага

KEELER DIGITAL Тип T 0.37 кг (без аксесуарів)

KEELER DIGITAL Тип R 0.58 kg (без аксесуарів)



D-KAT
Тип R

D-KAT
Тип T



Прозорий світлодіодний дисплей

Номери деталей

Тонометри Keeler D-KAT

2414-P-2032 Keeler D-KAT Тип T

2414-P-2042 Keeler D-KAT Тип R

Аксесуари

2414-P-8037 Призма подвоєння тонометра

2414-P-5005 Калібрувальний важіль в зборі

2414-P-5032 Направляюча панель T-Туре

2414-P-5042 Сійка R-Туре

1909-P-7129 Батарея тип AA



Призма подвоєння Калібрувальний важіль в зборі



Направляюча панель T-Туре

Сійка R-Туре



Огляд D-KAT

Цифровий апланацийний тонометр Keeler (D-KAT) - це скринінговий пристрій, що використовується для вимірювання внутрішньоочного тиску, який є одним з ключових біомаркерів, що розглядаються в діагностиці глаукоми.

D-KAT - це цифровий тонометр Goldmann, який використовує той же принцип, що і в нецифрових тонометрах, однак усуває потенційну помилку читування з циферблата, що вказує ВОТ.

D-KAT поставляється в двох варіантах, R-Тип і T-Тип, обидва з яких можуть використовуватися на щільних лампах типу вежі.

Вміст бокса:

- D-KAT
- USB з Інструкцією я по використанню
- Батарея AA
- Калібрувальний ключ
- Ковзаюча плита (тільки для T-Туре)
- Сійка тонометра (тільки для R-Туре)
- Гвинт кріплення тонометра (тільки для R-Туре)
- Призма тонометра багаторазового використання

Більше інструментів від Keeler

Маючи більш ніж 100-річний досвід роботи в галузі, Keeler став видатним брендом серед оптометристів і офтальмологів по всьому світу.

Повну лінійку нашого обладнання Дивіться за адресою:
www.keeler.co.uk | www.keelerusa.com

Маєте питання? - Дзвоніть нам

Великобританія:
 +44 (0)1753 857177

Індія: +91 99 3031 1090

США: +1 610 353

Бразилія: +55 11 4302

Китай: +86-18512119109

Keeler
 – A world without vision loss –



A Halma company

Адреса виробничих потужностей  Keeler Ltd. Clewer Hill Road Berkshire SL4 4AA UK

CE 1639