

enbio.



Enbio S + Enbio PRO

**Найшвидші автоклави в світі.
Class B.**

Designed 
in Switzerland

Інший вимір. Та ж продуктивність.

Стерилізатори Enbio до 6 разів менше і в 3 рази
легше типового автоклава класу В / вакуумного автоклава.
Але коли йдеться про ефективність роботи, вони не відстають.



	Типові автоклави	Enbio PRO	Enbio S
 Сумки для інструментів/год.	50	50	32
Вакуум / сушка	✓	✓	✓

Час це гроші.

В умовах швидкого темпу роботи кожна хвилина на рахунку. Enbios S Може стерилізувати Ваші інструменти настільки швидко, що замість того, Щоб готувати величезну кількість інструментів на цілий день, Ви можете Просто стерилізувати їх на ходу, між пацієнтами. Спробуйте абсолютно новий робочий процес, з менш дорогими інструментами та меншим клопотом. І більше часу для важливих справ.



Enbio S **4x**
FASTER

Enbio PRO **3.3x**
FASTER

Типовий автоклав



Enbio Magic Filter: **забудьте про воду**

Уявіть собі гоночний автомобіль, який долає велику відстань на чайній ложці пального. Саме такими є автоклави Enbio. З магічним фільтром Enbio Magic Filter в стандартній комплектації вони можуть виконувати до 1000 процесів лише на 1 літр демінералізованої води. Не потрібен ні кран, ні раковина.

**1 літр
Демінералізованої
води**

1000 процесів*



* - Enbio PRO - 700 процесів

Enbio S. Speedmaster.

Enbio S компактний, що дозволяє розмістити його навіть в обмеженому просторі. Неймовірно короткий час процесу врятує Вашу процедуру в екстрених ситуаціях, або дозволить стерилізацію інструментів на ходу, між пацієнтами.



Class B
Вакуумні пакети + сушка




Медичний сертифікат
Вироби медичного призначення класу II b
EN-13060, схвалено FDA (США)
93/42/ЕЕС Директива

Розпакований FAST / 134°C	Запакований Class B / 134°C	Запакований Class B / 121°C
7 хв.	15 хв.	30 хв.



reddot design award
winner



Вага виробу	Потужність	Тиск і температура	Розміри	Електрика	Різне
15 кг.	Макс. кількість упаковок (приблизно)	Макс. кількість упаковок (приблизно)	Макс. кількість упаковок (приблизно)	Макс. кількість упаковок (приблизно)	Макс. кількість упаковок (приблизно)
	8	8	8	8	8
	Макс. вага навантаження	Макс. вага навантаження	Макс. вага навантаження	Макс. вага навантаження	Макс. вага навантаження
	0,5 кг.	0,5 кг.	0,5 кг.	0,5 кг.	0,5 кг.
	Об'єм технологічної камери	Об'єм технологічної камери	Об'єм технологічної камери	Об'єм технологічної камери	Об'єм технологічної камери
	2,7 l	2,7 l	2,7 l	2,7 l	2,7 l
		Макс. тиск	Макс. тиск	Макс. тиск	Макс. тиск
		2,3 барг	2,3 барг	2,3 барг	2,3 барг
		Макс. температура обробки	Макс. температура обробки	Макс. температура обробки	Макс. температура обробки
		137°C	137°C	137°C	137°C
			Макс. температура обробки	Макс. температура обробки	Макс. температура обробки
			137°C	137°C	137°C
				Макс. споживана потужність	Макс. споживана потужність
				10 A	10 A
					Рівень захисту від проникнення
					Архівування даних
					Водопровідність *
					IP20
					USB stick
					< 15 µS/cm

* - тільки демінералізована вода

Enbio PRO. Small foot. Big space.

Enbio PRO ідеальне рішення, в якості основної робочої сили в невеликій практиці. Найшвидша стерилізація і місце для зберігання більшості інструментів, включаючи популярні касети для імплантатів.



Class B
Вакуумні пакети + сушка



Медичний сертифікат
Медичний виріб класу II b
EN-13060
93/42/ЕЕС Директива

Розпаковано FAST / 134°C	Запаковано Class B / 134°C	Запаковано Class B / 121°C	Запаковано / PRION Class B / 134°C
9 хв.	18 хв.	30 хв.	43 хв.



Вага виробу

20 кг.

Потужність

Макс. кількість упаковок (приблизно)	16
Макс. вага навантаження	1,0 кг
Об'єм технологічної камери	5,3 л

Тиск і температура

Робочий тиск	2,1 бар
Макс. тиск	2,3 бар
Макс. температура обробки	137°C

Розміри

Ширина	27 см
Висота	20 см
Глибина	56 см

Електрика

Електроживлення	220-240В 50/60Гц
Потужність	2,45 кВт
Макс. споживана потужність	13 А


Різне

Рівень захисту від проникнення	IP20
Архівування даних	USB stick
Водопровідність*	< 15 µS/cm


* - тільки демінералізована вода

Найсучасніші технології.

Автоклави Enbio є результатом багаторічних досліджень і є найсучаснішим обладнанням, сучасної медичної техніки.



Інструкція з експлуатації Enbio.



За 6 років продано понад 30000 автоклавів.

Всього за 6 років світова спільнота Enbío здобула понад 30 000 користувачів, які стерилізують інструменти в наших автоклавах, для повної безпеки своїх клієнтів та пацієнтів.





Designed
in Switzerland

Присутність у всьому світі.

Автоклави Enbio виробляються в ЄС та розповсюджуються по всьому світу через логістичні центри, що охоплюють Європу, Північну Америку та Близький Схід.

