

300047433-0221  
2021-02**ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ****Губка хірургічна офтальмологічна Microsponge™****ОПИС**

Офтальмологічні хірургічні губки компанії Alcon використовуються хірургами для поглинання рідин під час хірургічних офтальмологічних процедур. Вони представляють собою губку, виготовлену з пресованого целюлозного матеріалу з високою абсорбуючою здатністю, приєднану до пластикової ручки. Дані вироби є стерильними та призначені для одноразового використання.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

НЕ використовуйте повторно. Не стерилізуйте повторно. Не використовуйте вміст упаковки, якщо стерильна упаковка або стерильний бар'єр пошкоджені, або будь-яким чином порушена їх герметичність.

Офтальмологічні хірургічні губки призначені для використання тільки для однієї процедури. Повторне використання або неналежне використання можуть призвести до створення потенційно небезпечних умов для пацієнта. Компанія Alcon не несе жодної відповідальності

за ускладнення, які можуть виникнути в результаті повторного або неправильного використання виробу.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СЕРІОЗНІ ІНЦИДЕНТИ**

Про будь-які серйозні інциденти, які можуть обґрунтовано розглядатися як пов'язані з використанням виробу, слід повідомляти в компанію Alcon Laboratories, Inc.:

**За телефоном:**

Зверніться до регіонального представництва у Вашій країні.

**Веб-сайт:**

<https://www.alcon.ua/uk/contact-us>

**Електронна пошта:**

[qa.complaints@alcon.com](mailto:qa.complaints@alcon.com)

Для можливості ідентифікації кожен медичний виріб має номер партії, тому завжди вказуйте номер партії при зверненні до відділу медичної безпеки із запитом щодо виробу.

**УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ МАРКУВАННЯ**

	Використати до		Відкривати тут
	Не використовувати, якщо стерильний бар'єр або упаковка пошкоджені		Тільки для одноразового використання – не підлягає повторному використанню
	Номер за каталогом		Не підлягає повторній стерилізації
	Номер партії		Виробник
	СТЕРИЛЬНО - стерилізовано оксидом етилену		Дата виготовлення
	Уповноважений представник в ЄС		Медичний виріб
	Застереження: Федеральний закон США дозволяє продаж даного виробу лікарям або за призначенням лікаря.		

**EC REP**

Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas 76134-2099 USA /  
Алкон Лабораторі, Інк.  
6201 Сауз Фривей,  
Форт-Уерт, Техас, 76134-2099, США

© 2021 Alcon Inc.



Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway, Fort Worth, Texas, 76134-2099, USA /  
Алкон Лабораторі, Інк.  
6201 Сауз Фривей, Форт-Уерт, Техас, 76134-2099, США

**Уповноважений представник в Україні:**

ТОВ «Алкон Україна»  
Україна, м. Київ, 03022,  
вул. Амурська, 6-Л корпус 5, офіс  
5601  
Тел.: (044) 494-25-53

Дата останнього перегляду: 2021-02

РЕД.: 300047433-0221

RECTO  
300047433-0221**Alcon PACKAGING**

ENABLE OVERPRINT PREVIEW!

FILE NAME: 300047433 DFU Compressed Cellulose Devices\_UA  
ARTIST: Misty Melton  
ART. REV: B  
DATE: 08.02.2021COLORS:  
Process Black

SPECIAL INSTRUCTIONS: SPECIAL INSTRUCTIONS GO HERE

**VENDORS PLEASE READ BELOW**

COATING = 38 – 60 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.  
HIGH GLOSS COATING = No less than 75 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.  
MATTE COATING = No greater than 25 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

**Alcon**  
**Print Ready PDF**

By Misty Melton

9:32 am, Feb 08, 2021

